



*"Ich wollte eine Klemme, die vor allem komfortabel, effektiv und einfach zu verwenden ist." Henry Rennich, Dribblestop™ Erfinder*

## Dribblestop™ Über den Erfinder

Als Folge einer Krebsoperation litt Henry Rennich an einem Verlust der Blasenkontrolle. Er empfand, wie viele andere Männer in dieser Situation, die Verwendung von Windeln und Urinbeuteln als störend und unbequem, vor allem beim Reisen, Tanzen, Golfen oder bei gesellschaftlichen Anlässen.

Nach unbefriedigenden Ergebnissen mit anderen Produkten entschied Henry, seine eigene Klemme zu entwerfen. Er war davon überzeugt, dass nur ein Betroffener selbst die perfekte Klemme entwickeln kann. Nach zahlreichen Versuchen und Änderungen ist Henry mit dem Endergebnis seiner nachhaltigen Entwicklung vollkommen zufrieden.

Henry sagt, dass sich die aufgewendete Zeit, Mühe und das Geld für die Entwicklung seiner Klemme gelohnt haben. Somit hat er wieder Kontrolle über sein Leben bekommen und hat damit seine Lebensqualität enorm gesteigert. Er ist sehr glücklich darüber, dass seine Erfindung jetzt auch anderen hilft. Viele Männer auf der ganzen Welt, die seinen Enthusiasmus teilen, haben ihm Briefe geschickt mit Berichten über ihre verbesserte Lebensqualität dank der Inkontinenzklemme Dribblestop™.

## GRANDIOSE AUSSICHTEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT



**täglicher  
Aufwand  
ca. 30 Cent\***

**ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST,  
NOCH HEUTE!**

ÜBERREICHT DURCH:

PZN: 17588061

EAN: 4251527902599

weitere Infos und Anwendungsvideos  
unter [www.dribblestop.de](http://www.dribblestop.de)

Hinweis: Bei Fragen zur Anwendung der Dribblestop für Ihre persönliche Inkontinenzform konsultieren Sie bei Bedarf vorher Ihren Arzt.

\*Anwendungsdauer pro Verpackungseinheit mit 300 Tagen berechnet

# Dribblestop™

## INKONTINENZKLEMME

SICHER & EINFACH ANZUWENDEN



**Für Männer, die ihre Harninkontinenz wieder  
selbst kontrollieren wollen!**



[www.dribblestop.de](http://www.dribblestop.de)



# Dribblestop™

## Genießen Sie wieder einen freien und aktiven Lebensstil mit Dribblestop™, der Inkontinenzklemme für Männer

Millionen von Männern auf der ganzen Welt sind von Harninkontinenz betroffen. Manche Männer verlieren die Kontrolle über ihre Blase nur teilweise, während andere kontinuierlich inkontinent bleiben.

Inkontinenzklemmen werden zunehmend mehr als alternative Versorgungsform für Männer mit Harninkontinenz eingesetzt und bieten eine starke Alternative zu herkömmlichen Vorlagen und Windeln.

## Wir präsentieren Ihnen die optimale Lösung bei männlicher Harninkontinenz: Dribblestop™, die Harninkontinenzklemme für Männer

Die Dribblestop™ Inkontinenzklemme für Männer ist eine externe Klemme, die sanft Druck auf die Oberseite des Penis sowie auf die Harnröhre an der Unterseite ausübt, um das Austreten von Urin effektiv zu kontrollieren.

Es ist eine kleine, komfortable, praktische, anpassbare und waschbare Klemme, die vollständig aus Kunststoff besteht und die vor allem funktioniert und Sie wieder die Dinge tun lässt, die Sie gerne tun!

Herstellergarantie bei Defekten und Bruchschäden für ein Jahr ab Kaufdatum. Zu 100% in Kanada hergestellt. Patente in Kanada und den USA.


## Lassen Sie es nicht zu, dass Harninkontinenz Ihre Lebensqualität einschränkt!

### KOMFORTABEL

Die Dribblestop™ Harninkontinenzklemme ist aus leichtem Plastik und hochwertigem medizinischen Schaumstoff hergestellt. Der Schaumstoff nimmt dabei keine Flüssigkeit auf. Das Resultat ist ein weiches, natürliches Tragegefühl. Die Klemme ist 7,62 cm lang, 1,27 cm breit und wiegt nur 10 Gramm. Sie ist so klein und leicht, dass Sie sie kaum beim Tragen bemerken werden.

### INDIVIDUELLE PASSFORM

Die Dribblestop™ Harninkontinenzklemme für Männer ist flexibel einstellbar. Sie können eine Kerbe auf der Klemme und einen der unterschiedlich großen Links verwenden, um die Größe anzupassen (klein bis groß). Die Klemme hat ein sicheres, fixiertes Ende, das einschnappt und ein einfach zu öffnendes Verschluss-Ende.



Jede Verpackung enthält zwei vollständige Sets mit Klemmen und Links. Wechseln Sie täglich die Klemme, damit sich der Schaumstoff für eine optimale Leistung zurückformen kann.

## Dribblestop™ Vorteile auf einen Blick

- Der Verpackungsinhalt ist für alle Penisgrößen geeignet (one size fit's all)
- Die Blutzirkulation des Penis wird nicht beeinträchtigt
- Sehr angenehmer Tragekomfort durch leichtes Plastik und weiche Schaumstoffbeschaffenheit
- Kein Metall enthalten, alle tragenden Teile bestehen aus Plastik
- Unempfindlich gegen Wasser, auch für Schwimmer oder während einer Bestrahlungstherapie bestens geeignet
- Einfach mit Wasser und Seife zu reinigen
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, durch lange Produktverwendbarkeit von bis zu einem Jahr eines Kits
- Dadurch Einsparpotential für andere Inkontinenzhilfsmittel



Hersteller:  
Rennick Industries Ltd. #153 - 8737 212 St.  
Langley, BC V1M 2C8 Kanada  
E-Mail: dribblestop@shaw.ca  
www.dribblestop.com

Dribblestop™ ist ein eingetragenes Markenzeichen in Kanada und den USA  
Zu 100% in Kanada hergestellt; Patente in Kanada und den USA  
Dribblestop™ ist eingetragen bei Health Canada - Kanada  
US Food and Drug Administration - USA  
Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency - Europe



## KEINE BEEINTRÄCHTIGUNG DER DURCHBLUTUNG

Die Dribblestop™ Harninkontinenzklemme übt bei richtiger Anwendung keinen Druck auf die Seiten des Penis aus und beeinträchtigt dadurch nicht die Durchblutung. Bei Bedarf kann die Klemme kontinuierlich getragen werden.

Weitere Informationen unter [www.dribblestop.de](http://www.dribblestop.de)